

0510808-3

## FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

## Charlotte clip PLP non tissé vert

Matière	Polypropylène non tissé
Couleur	VERT
Dimensions	Ø 48 cm
Épaisseur	10 gr/m <sup>2</sup>

- Elastique thermocollé
- Extrémités soudés



## Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	Sachet de 100	Carton de 1000	Palette de 60 cartons 5 couches de 12 cartons
Dimensions en cm	19 x 19 x 10 cm	32 x 20 x 28 cm	80 x 120 x 162 cm
Code barre EAN 13	3221170003111	3221170000479	-

## Avantages

- Elastique sans latex
- Résistante et légère
- Recouvre la totalité de la chevelure
- Existe en plusieurs coloris : blanc, bleu, rouge, noir, jaune et rose



0510808



0510808-1



0510808-2



0510808-4



0510808-5



0510808-6

## Provenance

Origine	CHINE
Code douanier	6506910000