

0515828

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Cagoule «Heaume» PLP non tissé élastiqué blanc masque 2 plis

- Cagoule «Heaume»
- Matière : Polypropylène non tissé
- Masque 2 plis intégrés
- Couleur : BLANC
- Dimensions : Largeur tête : 27 cm
Largeur cou : 36 cm
Hauteur : 43 cm
- Epaisseur : 25 gr /m²



Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	Sachet de 50	Carton de 500	Palette de 30 cartons 5 couches de 6 cartons
Dimensions en cm	32 x 28 x 5 cm	50 x 31 x 33 cm	80 x 120 x 180 cm
Code barre EAN 13	3221170010478	3221170010485	-

Avantages

- Cagoule ultra couvrante
- Protection du produit et de l'utilisateur
- Élastique sans latex



Origine	CHINE
Code douanier	6506999000