

0710600

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Tablier CPE bleu manches longues

Matière : PE-BD : polyéthylène basse densité

Couleur : BLEU

Épaisseur : 24µ

Tablier type sarrau

Gafré

Manches longues

Encoche pour les pouces et pour le passage de la tête

2 lanières pour attacher dans le dos

Tailles disponibles

Reference Mediprotec	Longueur totale (mm) ± 5	Tour de poitrine (mm) ± 5
0710600	1160 mm	1100 mm



Système de management certifié

0710600

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	<i>Emballage individuel Sachet de 25</i>	<i>Carton de 100</i>	<i>Palette de 40 cartons 5 couches de 8 cartons</i>
Dimensions en mm	-	<i>25 x 25 x 38 cm</i>	<i>80 x 120 cm</i>

EAN 13	Taille unique
Sachet	<i>3221170020446</i>
Carton	<i>3221170020453</i>

Avantages

- Protection contre les salissures : corps + bras
- Confortable
- Résistant
- Economique




Apte au contact alimentaire

Conditions de stockage et de conservation

Origine CHINE

Code douanier 3926200000



Systeme de management certifié