

0710811

# FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

## Tablier PE-BD RENF gaufré blanc

Matière : PE-BD : polyéthylène basse densité

Couleur : BLANC

Épaisseur : 35µ

Finition : gaufré

Trou pour passage de la tête

2 languettes pour l'attache derrière le dos

### Tailles disponibles

Reference Mediprotec	Longueur totale (mm) ± 5	Tour de poitrine (mm) ± 5
<i>0710811</i>	<i>1200 mm</i>	<i>700 mm</i>



Apte au contact alimentaire



Système de management certifié

0710811

# FICHE TECHNIQUE

## Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	50	Carton de 500	Palette de 56 cartons 7 couches de 8 cartons
Dimensions en mm	37 x 31 x 2 cm	375 x 33 x 21 cm	80 x 120 cm

EAN 13	Taille unique
Sachet	3221170003418
Carton	3221170000707


## Avantages

- Protection contre les salissures
- Confortable
- Résistant
- Economique

## Conditions de stockage et de conservation

Origine CHINE

Code douanier 3926200000



Système de management certifié