

0710819B

## FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

## Tablier SUP PE-BD gaufré bleu

Matière : PE-BD : polyéthylène basse densité

Couleur : BLEU

Épaisseur : 25µ

Finition : gaufré

Trou pour passage de la tête

2 languettes pour l'attache derrière le dos

Taille unique

Reference Mediprotec	Longueur totale (mm) ± 5	Tour de poitrine (mm) ± 5
0710819B	1200 mm	700 mm



Apte au contact alimentaire



Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe 1



Système de management certifié

# 0710819B

# FICHE TECHNIQUE

## Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	100	Carton de 1000	56 CC - 7 couches x 8 CC (56 000 manchettes)
Dimensions en cm	-	30 x 36 x 27 cm	80 x 120 cm

EAN 13	Taille unique
Sachet	3221170022990
Carton	3221170023003


## Avantages

- Protection contre les salissures
- Confortable
- Résistant
- Economique

## Conditions de stockage et de conservation

Origine CHINE

Code douanier 3926200000



Systeme de management certifié