

0712836

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Manchettes élastiquées PE bleue 20 x 37

- Manchettes
- Matière : Polyéthylène
- Elastique de maintien aux deux extrémités
- Couleur : BLEU
- Dimensions : 20 x 37 cm
- Epaisseur : 15µ



Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	Sachet de 100	Carton de 2000	Palette de 42 cartons 7 couches x 6 CC
Dimensions en cm	-	38 x 24 x 30 cm	80 x 120 cm
Code barre EAN 13	3221170023010	3221170023027	-

Avantages

- Assure la protection de l'avant-bras
- Economique
- Elastiques sans latex
- Etanche

CE Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe 1



Origine CHINE
Code douanier 392620000

Système de management certifié